

Протокол 9 от 17.03.2021 об итогах закупки товаров способом запроса ценовых предложений к Объявлению №9 от 10.03.2021

согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 30.10.2009 № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

г. Серебрянск

1. В соответствии с п.3 п.8 Постановления Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.
 Председатель комиссии: Куринский В.В. – и.о. главного врача КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск района Алтай" УЗ ВКО
 Юрист: Абдибекова А.Н. – юрист
 Члены комиссии: Неустрова Е.А. - главный бухгалтер; Звонцова С.А. - бухгалтер по материалам;
 Секретарь комиссии: Киреева Е.И. - специалист по государственным закупкам

2. Провели закупку способом запроса ценовых предложений.
Сумма Выделенная для закупки

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований	Тех спецификация	Ед измер	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержде нная для закупки, в тенге	Место поставки	Сроки и условия поставки
1	Набор реагентов Картридж с реагентом CG8+ -Анализатор портат. клинич.	Картридж с реагентом CG8+ Набор реагентов в виде специального картриджа для закрытой системы i- Stat. Один картридж позволяет выполнить одновременно следующие тесты: Na, K, pH, pCO2, pO2, TCO2, HCO3, BE, SO2, гематокрита, гемоглобина. На борту картриджа должны быть встроены чип позволяющий системе автоматически проводить идентификацию, калибровку, а также автоматическая система контроля качества. Время считывания картриджа не более 2 минут.	Уп	2	393531	787062	г.Серебря нск, ул.Мира, 33	По заявке заказчик а в течение 2021 года

2	Шприцы с сухим гепарином для анализатора критических состояний	Шприцы с сухим гепарином для анализатора критических состояний. Гепариновые шприцы для забора венозной или артериальной крови предназначенные для переноса биоматериалов в портативный анализатор критический состояний. В упаковке 50 шт. Объем 2 мл	уп	5	68000	340000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
3	Быстрый количественный экспресс-тест на HbA1c для портативного флуоресцентного анализатора Finescape FIA Meter Plus.	Быстрый количественный тест Finescape™ HbA1c основан на технологии флуоресцентного иммуноанализа. использует иммунологический метод для измерения % HbA1c в крови человека. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	уп	5	82500	412500	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
Реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа								
4	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация Hb в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной	наб	1	62460	62460	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

	карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
5	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ± 10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти	наб	2	71120	142240	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

		анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов					
6	Моноший раствор	Моноший раствор. Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моношего раствора используется для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моношего раствора.	шт	2	33600	67200	г.Серебрянск, ул.Мира, 33 По заявке заказчика в течение 2021 года
7	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов. Для определения Триглицеридов. Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер RI, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактнтной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора.	наб	2	50400	100800	г.Серебрянск, ул.Мира, 33

	Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
	Реагенты для гематологического анализатора закрытого типа ВС 3600						
8	Изотонический разбавитель.	Специальный разбавитель марки М30 Д, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров	шт	6	35 000	210 000	По заявке заказчика в течение 2021 года г.Серебрянск, ул.Мира, 33
9	Набор контрольных растворов.	Набор марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутрिलाбораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры.	шт	2	88 200	176 400	По заявке заказчика в течение 2021 года г.Серебрянск, ул.Мира, 33

	относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора						
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика
1	ТОО «Шыгысмедтрейд»	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 39/2
2	ТОО «Медтехсервис»	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 39/2
3	ТОО «Элитмед»	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 39/2

ТОО «Шыгысмедтрейд»

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных	Тех спецификация	Ед измер	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для	Место поставки	Сроки и условия поставки
--------	---	------------------	----------	--------	-------------	------------------------------	----------------	--------------------------

	непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований					закупки, в тенге		
3	Быстрый количественный экспресс-тест на HbA1c для портативного флуоресцентного анализатора Finesate FIA Meter Plus.	Быстрый количественный тест Finesate™ HbA1c основан на технологии флуоресцентного иммуноанализа. использует иммунологический метод для измерения % HbA1c в крови человека. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	уп	5	82500	412500	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчик а в течение 2021 года
	Реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдения эффекта не влияет концентрация Hb в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур	наб	1	62460	62460	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчик а в течение 2021 года
4	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C							

		калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов					
5	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	наб	2	71120	142240	г.Серебря нск, ул.Мира, 33 По заявке заказчик а в течение 2021 года
6	Моющий раствор	Моющий раствор. Для	шт	2	33600	67200	г.Серебря По

	автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа. Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора используемого для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.					нск, ул.Мира, 33	заявке заказчик а в течение 2021 года	
7	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов. Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроеным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур	наб	2	50400	100800	г.Серебря нск, ул.Мира, 33	По заявке заказчик а в течение 2021 года

	программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
--	--	--	--	--	--	--	--

ТОО «Медтехсервис»

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований	Тех спецификации	Ед измер	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержде нная для закупки, в тенге	Место поставки	Сроки и условия поставки
8	Изотонический разбавитель.	Специальный разбавитель марки М30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров	шт	6	35 000	210 000	г.Серебря нск, ул.Мира, 33	По заявке заказчик а в течение 2021 года
9	Набор контрольных растворов.	Набор марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах используемых в работе базовые	шт	2	88 200	176 400	г.Серебря нск, ул.Мира, 33	По заявке заказчик а в течение

							2021 года
	реагенты М30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора						

ТОО «Элитмед»

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований	Тех спецификации	Ед измер	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержде нная для закупки, в тенге	Место поставки	Сроки и условия поставки
1	Набор реагентов Картидж с реагентом CG8+ -Анализатор	Картидж с реагентом CG8+ Набор реагентов в виде специального картриджа для закрытой системы i-	Уп	2	393531	787062	г.Серебря нск, ул.Мира,	По заявке заказчик

портат. клинич.	Stat. Один картридж позволяет выполнить одновременно следующие тесты: Na, K, pH, pCO ₂ , pO ₂ , TCO ₂ , HCO ₃ , BE, sO ₂ , гематокрита, гемоглобина. На борту картриджа должны быть встроенные чип позволяющий системе автоматически проводить идентификацию, калибровку, а также автоматическая система контроля качества. Время считывания картриджа не более 2 минут.					33	а в течение 2021 года
Шприцы с сухим гепарином для анализатора критических состояний	Шприцы с сухим гепарином для анализатора критических состояний. Гепариновые шприцы для забора венозной или артериальной крови предназначенные для переноса биоматериалов в портативный анализатор критических состояний. В упаковке 50 шт. Объем 2 мл	уп	5	68000	340000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика а в течение 2021 года

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений-эксперты не привлекались

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом запроса ценовых предложений решил:

Признать ТОО «Шыгысмелтрейд» победителем по лотам 3,4,5,6,7. Произвести закуп у ТОО «Шыгысмелтрейд». Заключить договор на сумму 785200 тенге

Признать ТОО «Мелтехсервис» победителем по лотам 8,9. Произвести закуп у ТОО «Мелтехсервис». Заключить договор на сумму 386400 тенге

Признать ТОО «Элитмед» победителем по лотам 1,2. Произвести закуп у ТОО «Элитмед». Заключить договор на сумму 1127062тенге

Организатору государственных закупок - КТП на ПХВ " Городская больница города Серебрянск района Алтай" УЗ ВКО разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурсе Заказчика.

Председатель комиссии



Куринский В.В.

Юрист



Абдибекова А.Н.

Члены комиссии



Неустроева Е.А.



Звонцова С.А.

Секретарь комиссии



Киреева Е.И.

